

PRODUKTINFORMATION  
FÜR IHREN ARZT➤ Contrain  
PRODUKTINFORMATION

Die handlichen Contrain Geräte arbeiten mit einer aufwändigen Technik, die sonst meist nur in großen Standgeräten für physikalische Praxen enthalten ist. Contrain erzeugt extrem kurze Impulse von nur einer Millionstel Sekunde Dauer, die zu Gruppen zusammengefasst werden. Diese Technik wird amplitudenmodulierte Mittelfrequenz-Stimulation genannt.

Die Elektrostimulation mit der modernen Mittelfrequenz-Technik des Contrain Gerätes ist sehr gut verträglich, hoch wirksam und so gut wie nebenwirkungsfrei. Die extrem kurzen Impulse schleichen sich durch die Haut und Schleimhaut ohne sie aufzuladen. Erst im Körper entfalten die Impulsgruppen Ihre Wirkung.

Der therapeutisch nutzbare Bereich und die Eindringtiefe sind wesentlich größer als bei niederfrequenten Stimulationsgeräten, weil die physiologischen Schwellen des Körpers anders angesprochen werden. Dies ist gerade in Körperregionen wie dem Beckenboden wichtig, weil hier eine große Nervendichte vorliegt.



Die Contrain Geräte speichern die Stärke aller abgegebenen Impulse während Ihrer Behandlung. Damit kann der behandelnde Arzt erkennen, ob Sie auch bei Ihrem Training zuhause wirksame Stärken erreichen.

## KONTAKT-FORMULAR FÜR IHREN ARZT

---

Name des Arztes

---

Name der Praxis

---

Fachbereich

---

Straße, Nr.

---

PLZ, Ort

---

Telefon

---

E-Mail

Bitte senden Sie mir:

- Prospektmaterial für Patienten  
 Fachinformationen für Ärzte  
 Bitte rufen Sie mich zurück

---

Telefon

---

Uhrzeit

---

Ansprechpartner

Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

Faxen Sie das ausgefüllte Formular an: 07264 9598-30

BERATUNGS-HOTLINE 07264 9598-10

Im Internet unter: [www.buck-elektromedizin.de](http://www.buck-elektromedizin.de)

Wir unterstützen Sie gerne in der Beratung Ihrer Patienten.